



Peha[®]-micron latex

Ekstra tynd pudderfri operationshandske af naturgummilatex

Ekstra tynd pudderfri operationshandske med fremragende taktil følsomhed. Kan bruges til alle typer kirurgi især mikrokirurgi, neuro-kirurgi og plastikkirurgi.



1 Ekstra tynd

2 Høj brugerkomfort

3 Høj elasticitet og slidstyrke

Fordele:

Ekstra tynd for øget følsomhed
Handskens farve minimerer risiko for lysereflektion
Høj brugerkomfort
Høj elasticitet og sludstyrke

Produktbeskrivelse

Materiale	Naturgummilatex
Farve	Brun
Pasform	Anatomisk
Cuff	Afrundet kant
Yderside	Micro tekstureret
Inderside	Coatet med polymer
Tykkelse finger	0,18 mm
Tykkelse håndflade	0,17 mm
Tykkelse cuff	0,16 mm
Proteinindhold	30 µg/g
AQL	0,65
PPE	Regulation (EU) 2016/425 klasse III
CE-mærkning	EU-forordning 2017/745 MDR medicinteknisk produkt klasse IIa
Standarder	EN 455 1-4, EN 420, EN 421, EN 374 1-2, 4-5, EN 16523-1 samt ASTM F1671/ISO 16604

Sortiment	Størrelse	Varenr	Afp	Tfp
Peha®-micron latex	5,5	942570	50 par	4 AFP
	6,0	942571	50 par	4 AFP
	6,5	942572	50 par	4 AFP
	7,0	942573	50 par	4 AFP
	7,5	942574	50 par	4 AFP
	8,0	942575	50 par	4 AFP
	8,5	942576	50 par	4 AFP
	9,0	942577	50 par	4 AFP

PAUL HARTMANN A/S
Ørestads Boulevard 73
2300 København
T. 48 22 04 00
E. info@dk.hartmann.info

www.dk.hartmann.info
www.hartmann.info