

Foliodrape®


Vertikallakanset III

Steril drapering vid ortopediska eller
traumatologiska ingrepp.



Fördelar:


Absorberande
Slitstarkt
Ogenomträngligt
Lågt fibersläpp



150x190 cm



80x145 cm



234x400 cm



33x30 cm

 reinforced 

Innehåll:

1 st Instrumentbordslakan, förstärkt 150 x 190 cm
1 st Assistansbordspåse, teleskopvikt 80 x 145 cm
1 st Vertikallakan 234 x 400 cm med incisionsfilm (80x40cm), slanghållare, fickor för sugslang och diatermi och uppsamlingspåse med filter och dränageanslutning
4 st Torkdukar 33 x 30 cm

Sortiment	Art.nr.	AFP	TFP
Foliodrape® Vertikallakanset III	936 732	5 st	1 AFP