

Foliodrape® Protect Plus


Laparoskopiset I

Steril drapering vid olika typer av laparoskopiska ingrepp.



Fördelar:


Högabsorberande
Slitstarkt
Ogenomträngligt
Lågt fibersläpp



150x190cm



80x145cm



320x250cm



10x50cm



33x30cm

reinforced

Innehåll:

1 st Instrumentbordslakan, förstärkt 150 x 190 cm
1 st Assistansbordspåse, teleskopvikt, 80 x 145 cm
1 st Laparoskopilakan 250/180 x 320 cm med transparent
instrumentpåse, hål 28 x 32cm
1 st Operationstejp 10 x 50 cm
4 st Torkdukar 33 x 30 cm

Sortiment	Art.nr.	AFP	TFP
Foliodrape® Protect Plus Laparoskopiset I	938 709	5 st	1 AFP