

Foliodrape® Protect Plus


Abdo/perinealset VI

Steril drapering vid abdominell/perineal kirurgi.



Fördelar:

Högabsorberande
Slitstarkt
Ogenomträngligt
Lågt fibersläpp




150x190 cm



80x145 cm



75x90 cm



250 x 290 cm



2x23 cm



10x50 cm



33 x 30 cm

 reinforced 

Innehåll:

1 st Instrumentbordslakan, förstärkt 150 x 190 cm
1 st Assistansbordspåse, teleskopvikt, 80 x 145 cm
1 st Operationshandduk, 75 x 90 cm
1 st Abdominal/perineallakan förstärkt 250/260 x 290 cm med integrerade
benpåsar, incisionfilm 32 x 28 cm, hål 12 x 15 cm
2 st Slanghållare, kardborreband 2 x 23 cm
1 st Operationstejp 10 x 50 cm
4 st Torkdukar 33 x 30 cm

Sortiment	Art.nr.	AFP	TFP
Foliodrape® Protect Plus Abdo/perinealset VI	938 714	5 st	1 AFP