

Foliodrape®


Vertikalafdækningsæt II

Steril afdækning til ortopædiske eller
traumatologiske indgreb.



Fordele:


Absorberende
Slidstærkt
Uigennemtrængelig
Intet fiberslip



150x190 cm



80x145 cm



234x320 cm

30x70 cm



33x30 cm



Indhold:

1 stk Bordafdækning, forstærket 150 x 190 cm
1 stk Assistancebordpose, teleskopfoldet 80 x 145 cm
1 stk Vertikalafdækning med incisionsfilm, lommer til sugeslange og diatermi,
væskeopsamlingspose med integreret si samt velcrobånd, 234 x 320 cm
2 stk Håndklæder 33 x 30 cm

Sortiment	Varenr.	AFP	TFP
Foliodrape® Vertikalafdækningsset II	938 705	8 stk	1 AFP