

Foliodrape® Protect


Perinealsæt II

Steril afdækning ved gynækologiske indgreb, hvor der anvendes benbøjler.




Fordele:


Absorberende
Slidstærkt
Uigennemtrængelig
Intet fiberslip



100x150 cm



140x75 cm



75x200 cm



75x90 cm



33x30 cm

Indhold:

1 stk Bordafdækning 100 x 150 cm
2 stk Benposer 140 x 75 cm
1 stk Afdækning 75 x 90 cm
1 stk Perinealafdækning 75 x 200 cm, hul 12 x 8 cm med klæb
2 stk Håndklæder 33 x 30 cm

Sortiment	Varenr.	AFP	TFP
Foliodrape® Protect Perinealsæt II	938 725	5 stk	2 AFP