



 Risk
Prevention

MediSet® Catalogus


Voor nog betere zorg

Met MediSet® bent u klaar in een handomdraai voor de dagelijkse verpleegkundige handelingen

MediSet® Wondverzorgingsset

- 1 Blister met compartimenten, te gebruiken voor desinfectievloeistof of om uw werkplek overzichtelijk te houden
- 2 Instrumenten in verschillende kleuren voor gemakkelijk onderscheid tussen de verbandverwijdering en de ontsmetting
- 3 Dankzij de dubbele vertanding zijn de pincetten geschikt voor het uitvoeren van precisiehandelingen en houden ze kompressen of deppers stevig in hun greep
- 4 Blister met verdeling voor het bewaren van de instrumenten tijdens de verpleegkundige handeling
- 5 Gevouwen, ondoordringbaar steriel afdekdoek voor een schoon en gemakkelijk in te richten steriel werkgebied

» Verwijderbaar traceerbaarheidslabel voor het documenteren van de verpleegkundige handeling.



Of het nu gaat om een eenvoudige of complexe verpleegkundige handeling, MediSet® wordt geleverd in setvorm of als individueel verpakt instrument, naargelang de behoefte.

Ons team van experts staat klaar om u te helpen bij het optimaliseren van uw bestaande protocollen met als doel een hoge mate van compliance



Voordelen van medische verzorgingssets voor eenmalig gebruik



Sets voor eenmalig gebruik bieden een hoge mate van gebruiksgemak

- Klaar voor gebruik; 24/7 op voorraad
- Sets die beantwoorden aan de specifieke vereisten van elke zorg
- Gemaakt voor gebruik in ziekenhuizen, klinieken, verpleeghuizen en in de thuiszorg
- Minder voorbereidingstijd; alles in één set verpakt
- Vereenvoudigt het inkoopproces en het voorraadbeheer



Sets voor eenmalig gebruik waarborgen de veiligheid van patiënten en personeel

- Aanbevolen door de WHO*
- Elke set is nieuw en steriel
- Beperken het risico op kruiscontaminatie
- Voorkomen de verspreiding van ziekenhuisinfecties



Sets voor eenmalig gebruik zijn kostenefficiënt

Een studie in het ziekenhuis van Tarbes (Frankrijk) heeft aangetoond dat het gebruik van verzorgingssets voor eenmalig gebruik de kosten met 23% verlaagt ten opzichte van het gebruik van herbruikbare sets.**



Verzorgingssets voor eenmalig gebruik bieden veiligheid en gebruiksgemak en zorgen ervoor dat u meer tijd overhoudt voor dat wat echt belangrijk is - uw patiënt.

* De WHO adviseert het gebruik van medische hulpmiddelen voor eenmalig gebruik ter voorkoming van ziekenhuisinfecties. (Bron: 'Prevention of Hospital-acquired Infections: A Practical Guide' van de World Health Organization, Department of Communicable Disease, Surveillance and Response. Tweede editie, uitgegeven in 2002.)

**"Sterilisatie van herbruikbare instrumenten versus instrumenten en sets voor eenmalig gebruik" door Chaput, Trang, Salat, afdeling Apotheek van het Centre Hospitalier Intercommunal de Tarbes - Vic en Bigorre, Frankrijk (CHIC-TV)



Waarom kiezen voor MediSet®?

60 miljoen verpleegkundige handelingen

Jaarlijks worden 60 miljoen verpleegkundige handelingen uitgevoerd met MediSet®

10.000+ ziekenhuizen

Meer dan 10.000 ziekenhuizen in Europa vertrouwen op MediSet®

200 jaar

MediSet® is ontwikkeld door HARTMANN, met 200 jaar ervaring in de gezondheidszorg

280 experts

Ongeveer 280 HARTMANN medewerkers zijn toegewijd aan MediSet®

2 productielocaties

MediSet® wordt geproduceerd in Europa en is gecertificeerd volgens TÜV en ISO14001



MediSet® combineert veiligheid en kwaliteit.
Voor nog betere zorg.

Kijk voor meer informatie op

www.hartmann.be

N.V. PAUL HARTMANN S.A.

Paul Hartmannlaan 1

BE-1480 Saintes/Sint-Renelde

www.hartmann.nl

PAUL HARTMANN B.V.

Kerkenbos 11 - 03d

NL-6546 BC Nijmegen

