

HARTMANN






 Risk
Prevention

Wondverzorgingssets

Mediset®



Referentie	Anatomisch pincet 12,5 cm	Kocher klem blauw - 14 cm	Gaaskompres	Gaasdepper	Schaar	Verpakking
			5 x 5 cm	maat 3 pruimformaat		
479159	2	-	5	-	-	24 stuks per doos
479166	1	1	-	5	-	24 stuks per doos
479160	1	1	5	5	-	24 stuks per doos
479167	1	1	5	5	1	20 stuks per doos

Harde blister met 3 compartimenten:

- Kan als tray worden gebruikt
- Lang compartiment om het pincet gedurende de verzorgingsprocedure steriel te houden
- Klein compartiment voor het opvangen van vloeistoffen

Pincet met dubbele vertanding:

- Fijne vertanding aan het uiteinde van het pincet: voor precisiehandelingen (bijv. het vasthouden van de draad bij het verwijderen van hechtingen)
- Normale vertanding: om kompressen en deppers op hun plaats te houden tijdens de verzorgingsprocedure.



Wondverzorgingssets met afdekdoek 38 x 45 cm

Referentie	Anatomisch pincet 12,5 cm	Kocher klem blauw - 14cm	Gaaskompres 5 x 5 cm	Gaasdepper maat 3 pruimformaat	Schaar met handvat 13cm	Schaar metaal 13cm	Adson pincet metaal - 12 cm	Verpakking
479168	2	-	5	-	-	-	-	24 stuks per doos
479169	1	1	-	5	-	-	-	24 stuks per doos
479153	1	1	5	5	-	-	-	24 stuks per doos
479152	1	1	5	5	1	-	-	20 stuks per doos
470066	2	-	-	5	-	-	-	84 stuks per doos
479170	-	-	5	5	-	1	1	20 stuks per doos



Kocher klem

478163 - dispenserbox
479162 - doos



Anatomische pincetten

Grijs
478165 - dispenserbox
479164 - doos

Groen
478164 - dispenserbox
479163 - doos



Schaars

Zie verschillende scharen in de fiche
met de individuele instrumenten

Om het gamma te vervolledigen zijn de volgende instrumenten afzonderlijk steriel verpakt leverbaar:

HARTMANN



 Risk
Prevention

Hechtingsets en hechtverwijdersets

MediSet®



Referentie	Zelfklevend gatdoek - ondoordringbaar 50 x 50 cm	Afdekleek 38 x 45 cm	Non-woven kompres 7,5 x 7,5 cm	Naaldvoerder	Schaar scherp/scherp 11,6 cm	Anatomisch pincet 12,5 cm - metaal	Getand Adson pincet 12 cm - metaal	Niet-getand Adson pincet 12 cm - metaal	Verpakking
470621	1	-	5	1 x 12 cm	1	1	-	-	36 stuks per doos
470176	1	-	5	1 x 12 cm	1	-	1	-	36 stuks per doos
479176	1	1	5	1 x 12 cm	1	-	1	-	36 stuks per doos
478119	1	1	5	1 x 13 cm	1	-	1 micro Adson	1 micro Adson	28 stuks per doos



Het assortiment is samengesteld met het oog op de meest voorkomende handelingen:

- anatomisch pincet voor normale hechtingen
- Adson pincet voor precisiehechtingen
- microAdson pincet voor extra-precisiehechtingen

Bliester:

- de harde blister kan als tray worden gebruikt
- kleine compartimenten voor vloeistoffen

Verkrijgbaar in twee uitvoeringen:
met een stitchcutter of met een schaar

991900: met stitchcutter

3 gaaskompressen 5 x 5 cm

1 anatomisch pincet met fijne uiteinden
van glasvezelversterkt polypropyleen - grijs -
12,6 cm, te gebruiken bij precisiehandelingen
(bijvoorbeeld voor het vasthouden van de
draad)

1 stitchcutter van koolstofstaal
- 6,5 cm - gebogen, afzonderlijk verpakt in
aluminium

Verpakking: 30 stuks per doos, 4 dozen per
transportdoos



479178 : met schaar

5 non-woven deppers maat 2

1 anatomisch pincet

1 fijne schaar scherp/scherp 11,5 cm - roestvrij
staal - recht - met silicone beschermkap

1 afdekleefdoek 38 x 45 cm

Verpakking: 50 stuks per doos

Om het gamma te vervolledigen zijn de
volgende instrumenten afzonderlijk steriel
verpakt leverbaar:



Schaar - ref. 478307



Stitchcutter - ref. 999591

HARTMANN



Risk
Prevention

Individueel verpakte steriele instrumenten

MediSet®

MediSet®

HARTMANN

DE - Nichtchirurgische Instrumente zum Einmalgebrauch
EN - Non-surgical Instruments for single use
FR - Instruments non chirurgicaux à usage unique
NL - Niet-chirurgische instrumenten voor éénmalig gebruik
IT - Strumenti non chirurgici monouso
ES - Instrumentos no quirúrgicos de un solo uso
PT - Instrumentos não cirúrgicos para uso único
EL - Μη επεμβατικά χειρουργικά εργαλεία μιας χρήσης
CS - Nepoužívané k operacím na operačním sáhu
PL - Nieinwazyjne instrumenty jednorazowego użycia
RU - Неоперационные одноразовые инструменты
DA - Neoperationsinstrumenter til mindre indgreb som f.eks. sårrevidering
SK - Nechirurgické jednorazové nástroje
SL - Nekirurški instrument za enkratno uporabo



Instrumenten voor eenmalig gebruik

- steriele producten ter preventie van ziekenhuisinfecties
- nieuwe, gebruiksklare instrumenten voor elke verpleegkundige handeling (functionaliteit)
- geen herverwerkingsproblemen (kwaliteit, zoekraken, e.d.)

Scharen



Schaar stomp/stomp - 13 cm

Roestvrij staal - handvat van polyamide - blauw - 13 cm
Voor het knippen van draden, wovens of non-wovens kompressen, zelfklevend verband of andere producten voor het verzorgen van wonden.

Referentie	Type verpakking	Verpakkingshoeveelheden
478168	Doos met dispenserboxen	20 stuks per dispenserbox, 2 dispenserboxen per doos
470177	Doos	180 stuks per doos



Schaar scherp/scherp - 11 cm

Roestvrij staal - handvat van polyamide - blauw - 11 cm
Voor het knippen van draden, wovens of non-wovens kompressen, zelfklevend verband of andere producten voor het verzorgen van wonden.

Referentie	Type verpakking	Verpakkingshoeveelheden
478167	Doos met dispenserboxen	25 stuks per dispenserbox, 2 dispenserboxen per doos
470178	Doos	180 stuks per doos



Schaar scherp/scherp beschermd - 13 cm

Bladen: roestvrij staal
 Rood handvat en gele beschermkap: polystyreen
 Voor het knippen van dik materiaal, bijvoorbeeld kompressen, moderne verbanden, slangen
 Ook te gebruiken voor precisieknipwerk.

Referentie	Type verpakking	Verpakkingshoeveelheden
478166	Doos met dispenserboxen	15 stuks per dispenserbox, 2 dispenserboxen per doos



Fijne schaar scherp/scherp - 11,5 cm

Roestvrij staal - recht
 Met siliconen beschermkap
 Voor het knippen van beschadigde huid en weke delen.

Referentie	Type verpakking	Verpakkingshoeveelheden
478307	Doos	34 stuks per doos

Geoptimaliseerde verpakking: doos met of zonder dispenserboxen

Dispenserbox:

- handig voor de distributie op de afdelingen
- optimale opslag op de afdelingen en de verbandkarren
- instrumenten zijn gemakkelijk te herkennen door pictogrammen op de dispenserbox

Scharen voor eenmalig gebruik:

- altijd nieuw, altijd de originele scherpte
- breed assortiment: de juiste schaar voor iedere verpleegkundige handeling



Wondverzorgingsinstrumenten



Dermatologische curette - beschermd - Ø 7 mm


Handvat en schraper: glasvezelversterkt polyamide - blad met beschermkap: diameter 7 mm - lengte 16 cm

Voor mechanisch debridement van fibrine, necrotisch weefsel of wonden. Kan alleen worden gebruikt of in combinatie met verband voor autolytisch debridement.



1 zijde is ontworpen voor zacht weefsel, 1 puntige zijde is bestemd voor het verwijderen van hard weefsel (bijv. necrose)

Referentie	Type verpakking	Verpakkingshoeveelheden
478112	Doos met dispenserboxen	10 stuks per dispenserbox, 6 dispenserboxen per doos



Knopsonde 14 cm - versterkt kunststof

Glasvezelversterkt polyamide - blauw - 14 cm

Voor het openen van de wondranden, om de diepte van een wond te beoordelen of om een wijk aan te brengen.

Referentie	Type verpakking	Verpakkingshoeveelheden
478337	Doos met dispenserboxen	10 stuks per dispenserbox, 6 dispenserboxen per doos



Knopsonde 14 cm - metaal

Roestvrij staal - 14 cm

Voor het openen van de wondranden, om de diepte van een wond te beoordelen of om een wijk aan te brengen.

Referentie	Type verpakking	Verpakkingshoeveelheden
479161	Doos met dispenserboxen	10 stuks per dispenserbox, 6 dispenserboxen per doos
478236	Doos	60 stuks per doos



Gleufsonde 14 cm

Roestvrij staal - 14 cm

Voor het reinigen van holtes, voor mechanisch debridement en onderzoek, voor het plaatsen van een wiek, of voor een instillatie.

Referentie	Type verpakking	Verpakkingshoeveelheden
470358	Doos met dispenserboxen	10 stuks per dispenserbox, 6 dispenserboxen per doos



Nietjesverwijderaar - metaal - 10 cm

Roestvrij staal - 10 cm

Aanbevolen voor het verwijderen van wondnietjes.



Blistertray om het instrument zo neer te leggen dat het steriel blijft en klein compartiment voor het verzamelen van verwijderde nietjes.

Referentie	Type verpakking	Verpakkingshoeveelheden
470175	Doos	80 stuks per doos

Stitchcutter 6,5 cm

Koolstofstaal - gebogen blad zonder handvat - lengte 6,5 cm

Fabrikant: Swann-Morton Ltd

Voor het verwijderen van hechtingen.



Dispenserbox voor eenvoudige opslag en gebruiksgemak

Referentie	Type verpakking	Verpakkingshoeveelheden
999591	Doos met dispenserboxen	100 stuks per dispenserbox, 50 dispenserboxen per doos

Geoptimaliseerde verpakking: doos met of zonder dispenserboxen

Dispenser box:

- handig voor de distributie op de afdelingen
- optimale opslag op de afdelingen en de verbandkarren
- instrumenten zijn gemakkelijk te herkennen door pictogrammen op de dispenserbox



Klemmen en pincetten


Kocher klem 14 cm



Glasvezelversterkt polyamide - blauw - 14 cm
Voor het vasthouden van kompressen en deppers tijdens de behandeling (wondverzorging, mondverzorging) of voor het desinfecteren van de huid.

Referentie	Type verpakking	Verpakkingshoeveelheden
478163	Doos met dispenserboxen	15 stuks per dispenserbox, 2 dispenserboxen per doos
479162	Doos	100 stuks per doos

Anatomisch pincet 12,5 cm




Glasvezelversterkt polypropyleen - met dubbele vertanding - groen - 12,5 cm

Te gebruiken tijdens de behandeling (van wonden, de mond, enz.) of voor het ontsmetten van de huid; ook voor precisiewerk tijdens de behandeling.

Referentie	Type verpakking	Verpakkingshoeveelheden
478164	Doos met dispenserboxen	20 stuks per dispenserbox, 2 dispenserboxen per doos
479163	Doos	100 stuks per doos

Anatomisch pincet met fijne uiteinden 12,5 cm



Glasvezelversterkt polypropyleen - grijs - 12,5 cm

Voor precisiewerk tijdens de behandeling (van wonden, de mond, enz.) of voor het ontsmetten van de huid.

Referentie	Type verpakking	Verpakkingshoeveelheden
478165	Doos met dispenserboxen	25 stuks per dispenserbox, 2 dispenserboxen per doos
479164	Doos	100 stuks per doos

Leverbaar in 2 soorten verpakkingen !

Doos met of zonder dispenserboxen

Dispenser box:


- handig voor de distributie op de afdelingen
- optimale opslag op de afdelingen en de verbandkarren
- instrumenten zijn gemakkelijk te herkennen door pictogrammen op de dispenserbox



Desinfectie

Depperklem 24 cm

Glasvezelversterkt polyamide - blauw
Voor het vasthouden van kompressen en deppers, bedoeld voor het reinigen en ontsmetten van de huid.




 24cm: om afstand te houden van het te ontsmetten gebied.

Referentie	Type verpakking	Verpakkingshoeveelheden
470493	Doos	72 stuks per doos

Depperklem IXEF® 24 cm

Voor het vasthouden van kompressen en deppers, bedoeld voor het reinigen en ontsmetten van de huid.



 24cm: om afstand te houden van het te ontsmetten gebied.
Glasvezelversterkt polypropyleen voor maximale rigiditeit.

Referentie	Type verpakking	Verpakkingshoeveelheden
478833	Doos	72 stuks per doos

Schuimdepper met handvat 15,5 cm

Schuim 4 x 4 x 2 cm

Blister met 2 compartimenten: voor de desinfectievloeistof
Handvat: blauw polystyreen - schuim: blauw polyester en polyurethaan
Voor het reinigen en ontsmetten van intacte huid.



Referentie	Type verpakking	Verpakkingshoeveelheden
479156	Doos	84 stuks per doos

Kommen & trays

Transparante ge graduateerde kommen



Polypropyleen – transparant

Geschikt voor allerlei vloeistoffen die nodig zijn voor de behandeling (ook te gebruiken voor medicatie in vaste vorm of voor medische instrumenten).

Inhoud	Referentie	Verpakkingshoeveelheden
60 ml	470158	108 stuks per doos
120 ml	470185	108 stuks per doos
150 ml	470157	72 stuks per doos
250 ml	470226	48 stuks per doos
500 ml	478139	48 stuks per doos
1000 ml	478892	32 stuks per doos

Nierschalen

Polypropyleen – transparant

Voor het verzamelen van afval, instrumenten, vloeistoffen tijdens een medische procedure.



Inhoud	Afmetingen	Referentie	Verpakkingshoeveelheden
300 ml	200 x 100 x 40 mm	479155	48 stuks per doos
800 ml	250 x 130 x 50 mm	470049	30 stuks per doos

Trays

Voor het verzamelen van vloeistoffen of medische instrumenten voor of na gebruik.



Tray 265 x 162 x 45 mm

Polypropyleen - wit - 1250 ml

Referentie	Type verpakking	Verpakkingshoeveelheden
478005	Doos	35 stuks per doos



Tray 300 x 200 x 48 mm

Polypropyleen - wit - 2 liter

Referentie	Type verpakking	Verpakkingshoeveelheden
470880	Doos	21 stuks per doos



Legge harde blister 210 x 140 x 30 mm

PET/PE 350 µm

Referentie	Type verpakking	Verpakkingshoeveelheden
470199	Doos	24 stuks per doos

Mondverzorging



Tongspatel 15 cm

Polypropyleen - blauw

Om de tong op zijn plaats te houden tijdens een oraal onderzoek.



1 smal uiteinde en 1 breed uiteinde, afhankelijk van de breedte van de mond.

Referentie	Type verpakking	Verpakkingshoeveelheden
478580	Doos	50 stuks per doos



Wattenstaafje maat L - 150 mm

StAAFje van polypropyleen met een kop van absorberend katoen met een diameter van 11 mm.

Mond- of wondverzorging.

Referentie	Type verpakking	Verpakkingshoeveelheden
479191	Doos	2/100 stuks per doos



Wattenstaafje maat M - 150 mm

StAAFje van polypropyleen met een kop van absorberend katoen met een diameter van 5 mm.

Mond- of wondverzorging.

Referentie	Type verpakking	Verpakkingshoeveelheden
479165	Doos	2/100 stuks per doos



Risk
Prevention

Ontsmettingssets

MediSet®




De harde blister kan als tray worden gebruikt

Gemakkelijk met één hand vast te houden

Dubbel verpakt (voor gebruik in de OK): harde blister verpakt in een zachte blister



Referentie	Depperklem	Gaasdeppers maat 5 extra	Kom 150 ml	Verpakkingshoeveelheden
				
479171	Blauw 19 cm	5	1	15 stuks per doos
479151	Blauw 24 cm	5	1	15 stuks per doos
479154	Grijs IXEF® 24 cm	5	1	15 stuks per doos



Blauwe depperklem

Depperklem van glasvezelversterkt polyamide. Verkrijgbaar in de maten 19 cm en 24 cm.




IXEF® depperklem

Depperklem van IXEF®: uitstekende rigiditeit en zeer goed bestand tegen mechanische belastingen, doet kwalitatief nauwelijks onder voor een metalen depperklem.


Blistercompartiment geschikt voor vloeistoffen
Gaasdeppers maat extra



Referentie	Kocher klem blauw - 14 cm	Gaasdeppers maat 5 extra	Blister met 3 compartimenten	Verpakkingshoeveelheden
479172	1	5	1	24 stuks per doos



Referentie	Depperklem	Gaasdeppers maat 5 extra	Kom 150 ml	Verpakkingshoeveelheden
479173	Blauw 19 cm	5	1	18 stuks per doos
479174	Blauw 24 cm	5	1	18 stuks per doos
479175	Grijs IXEF® 24 cm	5	1	18 stuks per doos



Om het gamma te vervolledigen zijn de volgende instrumenten afzonderlijk steriel verpakt leverbaar



Depperklemmen

478833

470493



479156: Schuimdepper met handvat



Kocher klem

478163 - dispenserbox

479162 - doos

Kommen

470158 - 60 ml

470185 - 120 ml

470157 - 150 ml

470226 - 250 ml

478139 - 500 ml

478892 - 1000 ml



HARTMANN



 Risk
Prevention

Mondverzorgingssets en sets voor tandheelkundig onderzoek

MediSet®





Mondverzorgingsset – ref. 479157

1 Kocher klem 14 cm
5 gaasdeppers maat 3 pruimformaat
Verpakking: 28 stuks per doos



Mondverzorgingsset – ref. 479158

1 Kocher klem 14 cm
5 gaasdeppers maat 3 pruimformaat
1 tongspatel
1 kom 120 ml
Verpakking: 24 stuks per doos



Set voor tandheelkundig onderzoek – ref. 470126

1 Precelle pincet 16,3 cm
1 mondspiegel 16 cm
1 tandheelkundige sonde beschermd 15,5 cm
Verpakking: 96 stuks per doos

Om het gamma te vervolledigen zijn de volgende instrumenten afzonderlijk steriel verpakt leverbaar:
478580 tongspatel

