

HARTMANN



# Dispensrar från HARTMANN

Kan monteras med olika hållare





### BODE Eurodispenser 2

För applicering av handdesinfektion, tvätt- och hudvårdsprodukter. Av rostfritt stål med stativ och arm.

#### Användningsområden i detalj:

- Lämplig för 500 ml och 1000 ml BODE-flaskor
- Kan monteras överallt
- Hållbar metallkonstruktion
- Enkel, platsbesparande installation
- Dispensern är autoklaverbar, dock ej doseringspumpen
- Integrerad arm för hygienisk applikation
- Doseringspump med returventil ingår
- Lång livslängd, lättskött

### Eurospender 3 flex

För applicering av handdesinfektion, tvätt- och hudvårdsprodukter. Mycket flexibel och robust hållare i rostfritt stål för användning direkt i vården.

#### Användningsområden i detalj:

- Tillförlitlig, robust dispenser av rostfritt stål
- Multipla fästalternativ direkt vid vårdpunkten utan att behöva några tillbehör
- Klämman kan vridas 360 ° och passar på ytor och rörformad ram
- Klämman kan placeras flexibelt på baksidan
- Lämplig för 500 ml och 1000 ml BODE-flaskor
- Enkel installation och omplacering utan verktyg
- Enkel rengöring och drift
- Leverans utan doseringspump

Sortiment	Produktinformation	Art.nr.	Avd.frp	TFP
BODE Eurodispenser 2	för 500 ml flaskor	980 421	1 st	1 st
	för 1 liter flaskor	980 338	1 st	25 st
Eurospender 3 flex	för 500 ml flaskor	981 450	1 st	10 st

HARTMANN-ScandiCare AB  
Box 24  
334 21 Anderstorp  
T. 0371-58 74 00  
E. info@hartmann.se

[www.hartmann.se](http://www.hartmann.se)  
[www.hartmann.info](http://www.hartmann.info)

(2022-09)

Tillverkare  
**BODE Chemie GmbH**  
Ett bolag i HARTMANN GROUP  
Melanchthonstra@e 27  
22525 Hamburg  
Germany



Helps. Cares. Protects.