

Thermoval® baby sense

非接觸式 電子體溫計


- 快速：測量前額只需3秒
- 方便：可測量體溫、物件和環境溫度
- 寧靜：具提示燈 高溫時會轉紅色
- 實用：可儲存最近10次測量紀錄
- 安全：可收藏於儲存盒
- 簡單：一鍵量度 操作方便
- 可靠：3年維修保養



3合1測量溫度功能



前額



物件溫度
例如奶瓶



環境溫度
例如寶寶的房間

睡得好 快快好：
在寶寶熟睡時 安靜測量體溫

NEW



快捷 3秒測溫

準確 國際ISO認證

耐用 3年免費主機保養

訪問我們的網站：
www.hk.hartmann.info
www.thermoval.info

保赫曼亞洲太平洋有限公司
香港九龍九龍灣 宏泰道23號
Manhattan place 31樓 3102室
+852 2953 7100 service@hk.hartmann.info

HARTMANN

Thermoval® baby sense

三合一額探電子體溫計



三合一功能   

全面滿足照顧BB的需要

0+

HARTMANN

測量體溫 方便又溫和

當您的孩子出現發燒症狀時，作為父母的當然很擔心。但是，嬰兒頻繁發燒是自然現象，因為體溫升高有助抑制有害病毒及細菌的生長與繁殖和加強免疫細胞的功能。

使用新的Thermoval® Baby Sense電子體溫計，您可以於無聲及無接觸的情況下安全地量度體溫。

這樣，您的孩子可以獲得寧靜的睡眠，有助恢復健康。



新的Thermoval® Baby Sense電子體溫計也提供了其他量度溫度功能，例如測量食品、奶瓶、洗澡水，甚至周圍環境的溫度，例如孩子的房間。

當寶寶發燒時，您可以做什麼？

嬰兒和幼兒的體溫範圍（額頭測量）

正常溫度	35.8 - 36.9°C
溫度稍高	37.0 - 37.5°C
輕微發熱	37.6 - 38.0°C
中度發熱	38.1 - 38.5°C
高燒	38.6 - 39.4°C
非常高燒	39.5 - 42.0°C

提示和建議

我們的體溫每天不同時間都會有改變。例如，您的寶寶在晚上的體溫可能比早上高一點。

如溫度漸升高，可以採取以下建議措施：

- 不要穿太多的衣服和使用毯子，避免增加熱量
- 確保寶寶喝足夠的水份
- 定期量度寶寶的體溫

請諮詢醫生，如果...

- ... 發現寶寶有腹瀉、嘔吐和腹痛
- ... 持續發熱超過一天
- ... 發燒持續復發
- ... 用藥後，發燒仍然不能下降

