



Peha-fix®

Högelastisk fixeringsbinda

För förbandsfixering över leder, koniska och runda kroppsdelar krävs en binda som är elastisk och formbar. Peha-fix uppfyller dessa kriterier och fixerar enkelt förband där andra bindor inte fungerar.



1 Peha-fix har en elasticitet på 125%

2 Kan steriliseras

3 Fungerar för alla typer av fixering

Fördelar:

Bekväm att bära
Högelastisk
Många användningsområden
Kan återanvändas
Mycket mjuk med glesa maskor



Egenskaper

Peha-fix kan appliceras snabbt och enkelt.
Peha-fix glider inte ner på grund av sin struktur.
Den krusade väven gör att den sitter fast ordentligt även över tid. Bindan bibehåller också sin elasticitet. Strukturen i Peha-fix ger en låg materialförbrukning eftersom endast ett fåtal lindningsturer behövs för en säker fixering.
Orsakar inte stasning och ger full frihet i rörelse.

Material

70% viskos, 30% polyamid. Vit.
Produkten är klassificerad som medicinteknisk produkt, klass I, osteril. CE-märkt enligt EU-förordning 2017/745 MDR.
Utsträckt längd: 4 m
Outsträckt längd: ca 1,5 m
Elasticitet: 125%

Indikation

Till alla typer av förbandsfixering särskilt över leder och koniska eller runda kroppsdelar.

Tvättråd

Peha-fix kan steriliseras i autoklav vid 134°C i 15 minuter eller 121°C i 20 minuter.

Sortiment	Mått	Art.nr.	Afp	Tfp
Peha-fix®	4 m x 4 cm	303 075	20 st	8 Afp
Lösa i förpackning	4 m x 6 cm	303 076	20 st	10 Afp
	4 m x 8 cm	303 077	20 st	10 Afp
	4 m x 10 cm	303 078	20 st	6 Afp
	4 m x 12 cm	303 079	20 st	4 Afp