

Foliodrape® Protect


Knæartroskopisæt IV

Steril afdækning f.eks. ved knæartroskopi og knæalloplastik.



Fordele:


Absorberende
Slidstærkt
Uigennemtrængelig
Intet fiberslip



150 x 190 cm




80 x 145 cm



320 x 245 cm



35 x 80 cm



150x190cm



10 x 50 cm



33 x 30 cm

 reinforced 

Indhold:

- 1 stk Bordafdækning, forstærket 150 x 190 cm
- 1 stk Assistancebordpose, teleskopfoldet 80 x 145 cm
- 1 stk Artroskopiafdækning med opsamlingspose & velcrobånd, 320 x 245 cm
- 1 stk Benpose 35 x 80 cm
- 1 stk Bordafdækning, forstærket, vikt 150 x 190 cm
- 2 stk Operationstape 10 x 50 cm
- 4 stk Håndklæder 33 x 30 cm

Sortiment	Varenr.	AFP	TFP
Foliodrape® Protect Knæartroskopisæt IV	938 703	4 stk	1 AFP