

# Foliodrape®


Vertikallakanset II

Steril drapering vid ortopediska eller  
traumatologiska ingrepp.



### Fördelar:


Absorberande  
Slitstarkt  
Ogenomträngligt  
Lågt fibersläpp



150x190 cm



80x145 cm



234x320 cm

30x70 cm



33x30 cm



### Innehåll:

1 st Instrumentbordslakan, förstärkt 150 x 190 cm  
1 st Assistansbordspåse, teleskopvikt 80 x 145 cm  
1 st Vertikallakan 234 x 320 cm med incisionsfilm (30x70cm), fickor för sugslang och diatermi, uppsamlingspåse med filter och dränageanslutning samt kardborreband  
2 st Torkdukar 33 x 30 cm

Sortiment	Art.nr.	AFP	TFP
Foliodrape® Vertikallakanset II	938 705	8 st	1 AFP